

Séance du : 22/09/16 à 10h30

Sous la hotte :

1L d'huile de tournesol

1 bouteille liquide vaisselle

Du poivre moulu fin.

Pipettes en plastique

Postes : 7

Materiel par poste :

1 pissette

1 récipient poubelle

1 bol (ou 1 grand bécher de 250 mL)

1 cristalliseur

1 saladier

1 fouet (ou une fourchette si pas assez de fouet)

2 petit bécher 50 mL

4 tubes à essais + porte tube

1 bouteille éthanol

1 œuf

2 pipettes plastiques